


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Clc1 Para Wb, Elisa - 000299

Número de artículo: CM0029653



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CLIC1 humano (27 kDa). Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con CLIC1 de ratón y rata. Ideal para investigación en canales iónicos y oxidorreductasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CLIC1 Rabbit pAb
Notas/Alias	G6; CLIC1; NCC27; CLCNL1; CLIC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1192
GeneID	1192
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 42-241 de CLIC1 humano (NP_001279.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00299
Peso molecular de la proteína	27kDa
Envío	Bolsa de hielo