

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-CLIC4 Para Wb Y Elisa - Q9Y696

Número de artículo: CM0002598

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante anti-CLIC4 validado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta CLIC4 humano, de ratón y de rata (~29 kDa). Ideal para estudiar la función de los canales iónicos, la regulación redox y la angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CLIC4 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	H1; huH1; p64H1; CLIC4L; MTCLIC; CLIC4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	25932
ID de Gen	25932
Inmunógeno	Proteína recombinante/Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 del CLIC4 humano (NP_039234.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y696
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo