


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-CLIC4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y696

Número de artículo: CM0028391



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CLIC4 humano (p64H1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para la investigación de canales de cloruro intracelulares, oxidoreductasas y angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CLIC4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	H1; huH1; p64H1; CLIC4L; MTCLIC; CLIC4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	25932
GeneID	25932
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-253 del CLIC4 humano (NP_039234.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y696
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo