


Anticuerpo Policlonal Anti-Clip1 Para Wb, Elisa - P30622

Número de artículo: CM0017178



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CLIP1 humano validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Dirigido a la proteína de seguimiento del extremo positivo de microtúbulos involucrada en la dinámica del citoesqueleto y el tráfico de vesículas. Ideal para investigación en cáncer y biología celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CLIP1 Rabbit pAb
Notas / Alias	RSN, CLIP, CYLN1, CLIP170, CLIP-170, CLIP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6249
GeneID	6249
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1228-1427 de CLIP1 humana (NP_002947.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30622
Peso Proteico	162kDa
Envío	Bolsa de hielo