


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Clip1 Para Wb, Elisa - P30622

Número de artículo: CM0030379



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la proteína de enlace 1 que contiene el dominio CAP-Gly (CLIP1/CLIP-170) humana. Validado para Western blot y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de la dinámica de los microtúbulos y el tráfico de vesículas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CLIP1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	RSN, CLIP, CYLN1, CLIP170, CLIP-170, CLIP1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6249
ID de Gen	6249
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1228-1427 del CLIP1 humano (NP_002947.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30622
Peso Proteico	162kDa
Envío	Bolsa de hielo