


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-CLN5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75503

Número de artículo: CM0013159



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CLN5 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Reconoce a la bis(monoacilglicerol)fosfato sintasa CLN5, una enzima lisosomal implicada en la síntesis de BMP y la ceroidlipofuscinosis neuronal. Ideal para investigación en enfermedades neurodegenerativas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CLN5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CLN5; NCL
Especie	Humano
GenelD (humano)	1203
GenelD	1203
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 96-407 de CLN5 humano (NP_006484.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75503
Peso molecular de la proteína	41kDa
Envío	Bolsa de hielo