

Anticuerpo Policlonal Anti-CLN8 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uby8

Número de artículo: CM0021701

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CLN8 para WB, IHC-P y ELISA. Dirigido contra CLN8 humano (Q9UBY8), una proteína de membrana del retículo endoplasmático implicada en la neuroprotección y la proliferación celular. Adecuado para la investigación de la lipofuscinosis neuronal ceroida.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo CLN8
Observaciones/Alias	EMPR; TLCD6; C8orf61; CLN8
Especie	Humano
GeneID (humano)	2055
GeneID	2055
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9UBY8
Peso de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo