

Anticuerpo Policlonado Anti-CLNS1A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P54105

Número de artículo: CM0019517



Introducción

Anticuerpo policlonado de conejo contra CLNS1A (pICln) humano para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Participa en el ensamblaje de snRNP del spliceosoma y la metilación de proteínas Sm. Adecuado para investigación de empalme de ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CLNS1A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CLCI, ICln, CLNS1B, CLNS1A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1207
GeneID	1207
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-237 de CLNS1A humano (NP_001284.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P54105
Peso Molecular	26kDa
Envío	Bolsa de hielo