

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-CLns1A Para Wb, Elisa - P54105

Número de artículo: CM0024834



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a CLNS1A humano (subunidad del metilocomo pICln) para uso en Western blot y ELISA. Validado en muestras humanas; esencial para la investigación del ensamblaje del spliceosoma y el empalme de ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CLNS1A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CLCI; ICln; CLNS1B; CLNS1A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1207
GeneID	1207
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-237 de CLNS1A humana (NP_001284.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P54105
Peso molecular de la proteína	26kDa
Envío	Bolsa de hielo