

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Clock Para Wb, Elisa - O15516

Número de artículo: CM0012319



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CLOCK validado para WB y ELISA. Reacciona con CLOCK humano, de ratón y de rata. Inmunógeno de péptido sintético (aa 100-200). Ideal para la investigación del ritmo circadiano y la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CLOCK
Observaciones/Alias	KAT13D; bHLHe8; CLOCK
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9575
GeneID	9575
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de CLOCK humano (NP_004889.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15516
Peso de la proteína	95 kDa
Envío	Bolsa de hielo