


Anticuerpo Policlonal Anti-Clock De Conejo Para Wb, Elisa - O15516

Número de artículo: CM0028150



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CLOCK humano (KAT13D/bHLHe8), validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Detecta CLOCK en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de ritmos circadianos y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CLOCK pAb de Conejo
Observaciones/Alias	KAT13D; bHLHe8; CLOCK
Especie	Humano
GeneID (humano)	9575
GeneID	9575
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 450-600 de CLOCK humano (NP_004889.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15516
Peso Molecular de la Proteína	95kDa
Envío	Bolsa de hielo