


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Clpb Para Ihc-P, Elisa - Q9H078

Número de artículo: CM0022714



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CLPB humano, validado para IHC-P y ELISA. Detecta CLPB de ratón y rata. Útil para el estudio de la homeostasis de proteínas mitocondriales y la inmunidad antiviral innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CLPB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CLPB; ANKCLB; HSP78; MEGCANN; MGCA7; SKD3; homólogo de la proteína B de la peptidasa caseinolítica
Especie	Humano
GeneID (humano)	81570
GeneID	81570
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 572-707 de CLPB humano (NP_110440.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q9H078
Peso de la proteína	57kDa/72kDa/74kDa/75kDa/78kDa
Envío	Bolsa de hielo