


Anticuerpo Monoclonal Anti-Clpp Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16740

Número de artículo: CM0009114



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo CLPP para Western blot (WB), IHC-P, IF/ICC y ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Se dirige a la subunidad de la proteasa ClpXP mitocondrial, una proteína de 30 kDa, clave para el control de calidad de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CLPP Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DFNB81; PRLTS3; CLPP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8192
GeneID	8192
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 178-277 de CLPP humano (Q16740).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16740
Peso molecular de la proteína	30kDa
Envío	Bolsa de hielo