


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Clpp Para Wb, Elisa - Q16740

Número de artículo: CM0029763



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la CLPP humana (proteasa ClpP mitocondrial) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Útil para la investigación del control de calidad de proteínas mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CLPP
Observaciones/Alias	DFNB81; PRLTS3; CLPP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8192
GeneID	8192
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16740
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo