

Anti-Clps (Colipasa) Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb Y Elisa - P04118

Número de artículo: CM0015995

Introducción

CamelBio proporciona anticuerpo policlonal de conejo contra CLPS (colipasa), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en metabolismo de lípidos, digestión y señalización de saciedad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CLPS pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CLPS; colipasa
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1208
GeneID	1208
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P04118
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo