

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Clptm1 Para Wb Y Elisa - O96005

Número de artículo: CM0011077

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la proteína transmembrana de labio y paladar hendido 1 humana (CLPTM1). Adecuado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano. Para uso en investigación en el procesamiento de proteínas ancladas a GPI y señalización GABAérgica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo CLPTM1
Observaciones/Alias	CLPTM1; proteína transmembrana
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1209
ID del Gen	1209
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la CLPTM1 humana (O96005)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O96005
Peso Molecular de la Proteína	76kDa
Envío	Bolsa de hielo