

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Clptm1 Para Wb Y Elisa - O96005

Número de artículo: CM0025129

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CLPTM1 humano. Adecuado para Western blot (WB) y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Úselo para investigar la transmisión GABAérgica, el "scrambling" de lípidos y el procesamiento de anclajes GPI.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb Conejo CLPTM1
Observaciones/Alias	CLPTM1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1209
ID del Gen	1209
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de CLPTM1 humano (NP_001285.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O96005
Peso Proteico	76kDa
Envío	Bolsa de hielo