


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Clpx Para Wb Y Elisa - 076031

Número de artículo: CM0003266



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CLPX humana, chaperona mitocondrial dependiente de ATP. Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para el estudio del control de calidad de proteínas mitocondriales y la biosíntesis del hemo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CLPX Rabbit mAb
Observaciones/Alias	EPP2; CLPX
Especie	Humana
GeneID (Humana)	10845
GeneID	10845
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 534-633 de CLPX humana (076031).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	076031
Peso proteico	69 kDa
Envío	Bolsa de hielo