


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Clspn (Claspin) Para Wb, Elisa - Q9Haw4

Número de artículo: CM0023112



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CLSPN/Claspin humano (UniProt Q9HAW4). Adecuado para WB y ELISA. Ideal para investigar los puntos de control de daños en el ADN, la estabilidad de las horquillas de replicación y la regulación del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CLSPN pAb de conejo
Observaciones/Alias	CLSPN; claspin
Especie	Humano
GeneID (humano)	63967
GeneID	63967
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 650-750 de CLSPN humano (NP_001177410.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9HAW4
Peso molecular de la proteína	151 kDa
Envío	Bolsa de hielo