

Anticuerpo Policlonal Anti-Clstn3 Para Wb, Elisa - Q9Bqt9

Número de artículo: CM0013051

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la Calsinténina-3 (CLSTN3) humana, adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Detecta la CLSTN3 de ratón, con un peso molecular predicho de 106 kDa. Ideal para estudios de biología de sinapsis y termogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	CLSTN3 Rabbit pAb
Notas / Alias	CSTN3; CDHR14; alcbeta; CLSTN3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9746
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 730-850 de la CLSTN3 humana (NP_055533.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9BQT9
Peso Molecular de la Proteína	106kDa
Envío	Bolsa de hielo