

Anticuerpo Policlonal Anti-Clta Para Wb, Elisa - P09496

Número de artículo: CM0028616



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la cadena ligera de clatrina A humana (CLTA). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada en ratón y rata. Compatible con investigación en endocitosis y huso mitótico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CLTA Conejo pAb
Observaciones/Alias	LCA; CLTA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1211
GeneID	1211
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-218 de CLTA humana (NP_001824.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09496
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo