

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cltb Para Wb, If/Icc, Elisa - P09497

Número de artículo: CM0029620

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la cadena ligera B de clatrina humana (CLTB), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para investigación sobre vesículas y fosas revestidas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CLTB Ac pAb de Conejo
Observaciones/Alias	LCB; CLTB
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	1212
ID Gen	1212
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-211 de la CLTB humana (NP_001825.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09497
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo