

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cluh (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa) - O75153

Número de artículo: CM0014260

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CLUH (CLU1) humano, apto para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta CLUH humano y de ratón. Es útil para estudiar la biogénesis mitocondrial y la distribución citoplasmática.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | CLUH Rabbit pAb                                                                                                                     |
| Notas/Alias                   | CLU1; CLUH                                                                                                                          |
| Especie                       | Humano                                                                                                                              |
| GeneID (Humano)               | 23277                                                                                                                               |
| GeneID                        | 23277                                                                                                                               |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1120-1309 de CLUH humano (NP_056044.3) |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría                     | Anticuerpos policlonales                                                                                                            |
| Aplicación                    | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Reactividad cruzada           | Humano, Ratón                                                                                                                       |
| SWISS                         | O75153                                                                                                                              |
| Peso molecular de la proteína | 147kDa                                                                                                                              |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                      |