


Anticuerpo Policlonal Anti-Clusterina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P10909

Número de artículo: CM0017974



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Clusterina (ApoJ, TRPM-2), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reacciona cruzadamente con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de apoptosis, complemento y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Clusterina Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CLI; AAG4; APOJ; CLU1; CLU2; KUB1; SGP2; APO-J; SGP-2; SP-40; TRPM2; TRPM-2; NA1/NA2; Clusterina
Especie	Humano
GeneID (humano)	1191
GeneID	1191
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 220-449 de la cadena alfa de la clusterina humana (NP_976084.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10909
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo