


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Clusterina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P10909

Número de artículo: CM0002171



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo anti-Clusterina validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta la Clusterina humana, una chaperona extracelular implicada en la apoptosis, la inhibición del complemento y la agregación de proteínas. Adecuado para aplicaciones de diagnóstico e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	mAb de conejo contra Clusterina
Observaciones/Alias	CLI, AAG4, APOJ, CLU1, CLU2, KUB1, SGP2, APO-J, SGP-2, SP-40, TRPM2, TRPM-2, NA1/NA2, Clusterina
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1191
ID del gen	1191
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 314-449 de la cadena alfa de la Clusterina humana (NP_001822.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P10909
Peso proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo