

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Clvs2 Para Wb, Elisa - Q5Syc1

Número de artículo: CM0023124

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Clavesina-2 humana (CLVS2), validado para WB y ELISA. Ideal para estudiar la morfología endosomal/lisosomal y el tráfico de proteínas neuronales. Inmunógeno recombinante.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | pAb de Conejo CLVS2                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | RLBP1L2, C6orf212, C6orf213, bA160A10.4, CLVS2                                                                                        |
| Especie             | Humano                                                                                                                                |
| ID del Gen          | 134829                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 265-327 de CLVS2 humana (NP_001010852.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                              |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                             |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                                |
| SWISS               | Q5SYC1                                                                                                                                |
| Peso Proteico       | 38kDa                                                                                                                                 |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                        |