

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cmas Para Wb Y Elisa - Q8Nfw8

Número de artículo: CM0015004

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CMAS humano (sintasa de ácido CMP-N-acetilneuramínico). Validado para WB y ELISA, reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la vía del ácido siálico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CMAS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CSS; CMAS
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55907
GeneID	55907
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-263 del CMAS humano (NP_061156.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NFW8
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo