

Anticuerpo Policlonal Anti-Cmip Para Wb, Ihc-P Y Elisa - Q8ly22

Número de artículo: CM0019268

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CMIP, validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la señalización de los linfocitos T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CMIP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TCMIP; CMIP
Especie	Humano
GeneID (humano)	80790
GeneID	80790
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 640-773 de CMIP humano (NP_938204.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q8IY22
Peso molecular	86 kDa
Envío	Bolsita de hielo