


Anticuerpo Policlonal Anti-Cmklr1 Para Wb Y Elisa - Q99788

Número de artículo: CM0021350



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CMKLR1 (ChemR23) humano, validado para WB y ELISA. Apto para muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para investigación en inflamación metabólica y respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CMKLR1 Rabbit pAb
Notas / Alias	DEZ; ERV1; RVER1; ChemR23; CHEMERINR; CMKLR1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1240
GeneID	1240
Inmunógeno	Péptido Sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-350 de CMKLR1 humano (NP_001135815.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99788
Peso de la Proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo