


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cmklr1 Para Wb Y Elisa - Q99788

Número de artículo: CM0014436



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad frente a CMKLR1 humano (receptor de quimerina) validado para WB y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Ideal para investigación en inmunología y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CMKLR1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DEZ; ERV1; RVER1; ChemR23; CHEMERINR; CMKLR1
Especie	Humano
ID génico (Humano)	1240
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 250-350 de CMKLR1 humano (NP_001135815.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q99788
Peso proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo