

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cmtm6 Para Wb, Elisa - Q9Nx76

Número de artículo: CM0002386

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CMTM6 de alta calidad para western blot (WB) y ELISA. Reconoce CMTM6 humano y de rata, regulador principal del reciclaje de PD-L1 y la anergia de linfocitos T. Ideal para investigación en puntos de control inmunitarios y estudios de inmunología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-CMTM6 de conejo
Observaciones/Alias	CKLFSF6; PRO2219; CMTM6
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	54918
ID del gen	54918
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 84-183 del CMTM6 humano (NP_060271.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9NX76
Peso molecular de la proteína	20 kDa
Envío	Bolsa de hielo