

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Cnbp Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62633

Número de artículo: CM0013267

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo anti-CNBP para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para el estudio de represión transcripcional y unión a ARN. Proteína de 19 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CNBP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DM2; ZNF9; CNBP1; PROMM; RNF163; ZCCHC22; CNBP
Especie	Humano
ID del Gen	7555
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 70-170 de CNBP humano (NP_001120668.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62633
Peso de la Proteína	19kDa
Envío	Bolsa de hielo