

Anticuerpo Policlonado Anti-Cndp1 Para Wb, Elisa - Q96Kn2

Número de artículo: CM0030127



Introducción

Anticuerpo Policlonado de conejo contra CNDP1 (CN1, CPGL2) validado para WB, ELISA. Dirigido contra la beta-Ala-His dipeptidasa humana (carnosinasa sérica); presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Para investigación sobre el metabolismo de la carnosina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo contra CNDP1
Observaciones/Alias	CN1; CPGL2; HsT2308; CNDP1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	84735
ID del Gen	84735
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de la CNDP1 humana (NP_116038.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96KN2
Peso Molecular de la Proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo