

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cndp2 Para Wb Y Elisa - Q96Kp4

Número de artículo: CM0013858



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CNDP2, validado para Western blot y ELISA en humanos, ratones y ratas. Dipeptidasa citosólica no específica implicada en el metabolismo del glutatión y la regulación del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CNDP2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CN2; CPGL; PEPA; HsT2298; HEL-S-13; CNDP2
Especie	Humano
ID de gen (humano)	55748
ID de gen	55748
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-210 de la CNDP2 humana (NP_060705.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q96KP4
Peso de la proteína	53 kDa
Envío	Bolsa de hielo