

Anticuerpo Policlonal Anti-Cnga2 Para Wb, Elisa - Q16280

Número de artículo: CM0027294



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CNGA2 humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para investigación de señalización olfativa y canales iónicos activados por nucleótidos cíclicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CNGA2
Observaciones/Alias	CNCA; CNG2; CNCA1; OCNC1; OCNCa; OCNCALPHA; CNGA2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1260
GeneID	1260
Inmunógeno	Péptido sintético; un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del CNGA2 humano (NP_005131.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16280
Peso Proteico	76kDa
Envío	Bolsa de hielo