

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cnga3 Para Wb, Elisa - Q16281

Número de artículo: CM0027386



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CNGA3 humano, apto para Western blot y ELISA. Reconoce la subunidad alfa-3 del canal activado por cGMP de los fotorreceptores cónicos, clave en la fototransducción. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CNGA3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CNG3; ACHM2; CCNC1; CCNCa; CNCG3; CCNCalpha; CNGA3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1261
GeneID	1261
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-165 de CNGA3 humano (NP_001289.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16281
Peso de la proteína	79kDa
Envío	Bolsa de hielo