

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cnga4 Para Wb, Elisa - Q8lv77

Número de artículo: CM0013013



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CNGA4, adecuado para aplicaciones de WB y ELISA, reactivo con muestras humanas y de ratón. CNGA4 es un canal regulado por nucleótidos cíclicos implicado en la transducción de señales olfativas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra CNGA4
Observaciones/alias	CNG4; CNG5; CNCA2; CNG-4; CNGB2; OCNC2; OCNCb; OCNCBETA; CNGA4
Especie	Humana
GeneID (humano)	1262
GeneID	1262
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 416-575 de la CNGA4 humana (NP_001032406.1).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	Q8lv77
Peso de la proteína	66 kDa
Envío	Bolsa de hielo