

Anticuerpo Policlonal Anti-Cnmd Para Wb, Elisa - 075829

Número de artículo: CM0023317

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CNMD humano (CHM1/LECT1), validado para WB y ELISA. Regula el crecimiento de los condrocitos y la angiogénesis; adecuado para la investigación del desarrollo esquelético y cardiovascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	CNMD Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	CHM1; CHM-I; LECT1; BRICD3; MYETS1; CNMD
Especie	Humano
GeneID (humano)	11061
GeneID	11061
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 75-334 de CNMD humano. (NP_008946.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	075829
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo