

Anticuerpo Policlonal Anti-Cnnm1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nru3

Número de artículo: CM0020112

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el transportador de metales CNNM1 (ACDP1, CLP-1). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Inmunógeno: proteína de fusión recombinante que cubre los aminoácidos 692-951 del CNNM1 humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CNNM1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ACDP1; CLP-1; CNNM1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	26507
GeneID	26507
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 692-951 del CNNM1 humano (NP_065081.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NRU3
Peso Proteico	104kDa
Envío	Bolsa de hielo