


Anticuerpo Policlonal Anti-Cnnm4/Acdp4 Para Wb, Elisa - Q6P4Q7

Número de artículo: CM0024569



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CNNM4 humano (ACDP4), validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre transporte de metales, biomineralización y función retiniana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CNNM4 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ACDP4; CNNM4
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	26504
ID Gen	26504
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 700-775 de CNNM4 humano (NP_064569.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6P4Q7
Peso Proteico	87kDa
Envío	Bolsa de hielo