

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cnot1 Para Wb, If/Icc, Elisa - A5Ykk6

Número de artículo: CM0030018



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CNOT1 humana, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce CNOT1 humana y de ratón. Ideal para investigar los mecanismos de desadenilación de ARNm y regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CNOT1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NOT1; CDC39; HPE12; NOT1H; VIBOS; AD-005; CNOT1
Especie	Humana
ID de gen (Humano)	23019
ID de gen	23019
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2137-2376 de CNOT1 humana (NP_057368.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón
SWISS	A5YKK6
Peso de la proteína	267 kDa
Envío	Bolsa de hielo