


Anticuerpo Policlonal Anti-Cnot8 Para Wb, Elisa - Q9Uff9

Número de artículo: CM0027527



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CNOT8 para WB y ELISA. Detecta CNOT8 humano y de ratón, una subunidad catalítica del complejo CCR4-NOT implicada en la deadenilación de ARNm y el control traduccional. Adecuado para investigación en biología molecular y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CNOT8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CAF1; POP2; CALIF; Caf1b; hCAF1; CNOT8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9337
GeneID	9337
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-292 de la CNOT8 humana (NP_004770.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UFF9
Peso Molecular	34kDa
Envío	Bolsa de hielo