


Anticuerpo Policlonal Anti-Cnpasa Para Wb, Ihc-P Y Elisa - P09543

Número de artículo: CM0019398



Introducción

Anticuerpo policlonal contra la CNPasa humana (CNP), validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para neurobiología, investigación de la mielina y estudios antivirales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	CNPasa Rabbit pAb
Observaciones/alias	CNP1; HLD20; CNPasa
Especie	Humana
ID del gen	1267
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 152-421 de la CNPasa humana (NP_149124.3)
Fuente	Suero de conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P09543
Peso molecular	48 kDa
Envío	Bolsa de hielo