


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cnpase Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P09543

Número de artículo: CM0003321



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad dirigido contra CNPase humano (P09543), validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la biología de la mielina y la investigación antiviral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CNPase mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CNP1; HLD20; CNPase
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1267
GeneID	1267
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 322-421 del CNPase humano (P09543)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09543
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo