

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cnpy3 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Bt09

Número de artículo: CM0025063

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CNPY3 humano (PRAT4A), validado para WB, IHC-P, IP y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón. Esencial para estudios de inmunidad innata y plegamiento de proteínas en el RE.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CNPY3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CAG4A; DEE60; ERDA5; TNRC5; EIEE60; PRAT4A; CNPY3
Especie	Humano
GenelD (Humano)	10695
GenelD	10695
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-278 del CNPY3 humano (NP_006577.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9BT09
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo