


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cnr1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P21554

Número de artículo: CM0016536



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CNR1 (CB1) humano, adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Útil para la investigación del receptor de cannabinoides en estudios de neurociencia y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-CNR1
Observaciones/Alias	CB1; CNR; CB-R; CB1A; CB1R; CANN6; CB1K5; CNR1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1268
GeneID	1268
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 401-472 de CNR1 humano (NP_001153698.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P21554
Peso de la proteína	53 kDa
Envío	Bolsa de hielo