

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cntd1 Para Wb, Elisa - Q8N815

Número de artículo: CM0019607

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo CNTD1 validado para WB y ELISA en muestras humanas. Detección específica de la proteína que contiene el dominio N-terminal de ciclina 1 para la investigación de la meiosis y la formación de entrecruzamientos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CNTD1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CNTD; COSA1; CNTD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	124817
GeneID	124817
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 del CNTD1 humano (NP_001317151.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8N815
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo