

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Cntfr Para Wb, Elisa - P26992

Número de artículo: CM0029828



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a CNTFR humano, apto para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Permite el estudio de la señalización de CNTF, la supervivencia de las neuronas motoras y los mecanismos de neuroprotección.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CNTFR Rabbit pAb
Notas / Alias	CNTFR
Especie	Humano
GeneID	1271
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 90-342 de CNTFR humano (NP_671693.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P26992
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo