


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cntn1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q12860

Número de artículo: CM0023601



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CNTN1, también conocido como F3/GP135, validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para estudios de investigación sobre desarrollo neural.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CNTN1 Rabbit pAb
Notas/Alias	F3; GP135; MYPCN; CMYP12; CNTN1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1272
GeneID	1272
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 250-350 de la CNTN1 humana (NP_778203.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q12860
Peso proteico	113kDa
Envío	Bolsa de hielo