

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cntn3 Para Wb, Elisa - Q9P232

Número de artículo: CM0016179



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CNTN3 humano (Contactina-3, BIG-1, PANG) validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de adhesión celular neural.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CNTN3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PCS; PANG; BIG-1; CNTN3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5067
GeneID	5067
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-110 del CNTN3 humano (NP_065923.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9P232
Peso Proteico	113kDa
Envío	Bolsa de hielo